



**Antech**  
Smarter Diagnostics. Better Care.™

# PocketChem UA

Analizzatore per urine portatile  
per analisi semiquantitative

## PocketChem UA

### SCOPRI I SUOI PLUS



Analisi urine automatizzata in formato compatto



Risultati esatti grazie a una lettura standardizzata



Risultati in soli 60 secondi



Calcolo automatico del rapporto urine-proteine-creatinina



Determinazione semiquantitativa di parametri clinico-chimici nelle urine

### MISURAZIONE

Principio di misurazione	Fotometria
Campione	Urina
Interfaccia	RS 232 C

### ELABORAZIONE DEI DATI

Memoria dati	100 Patientenresultate
Display	Display LCD
Stampante	Stampante termica (opzionale)

### DATI TECNICI

Alimentazione	Funzionamento a batteria (solo dispositivo) / Funzionamento a rete (dispositivo con stampante)
Dimensioni	124 x 81 x 36 mm
Peso	ca. 180 g (senza batteria)




**Antech**  
Smarter Diagnostics. Better Care.™

Antech Diagnostics Italy S.r.l.  
Via Rossaro, 11  
24047 Treviglio (BG)  
Italia

Tel: +39 0363 360656  
E-Mail: info.ihd.it@antechdx.com



**RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI**  
marketing.it@antechdx.com  
TEL: +39 0363 36 06 56



# Facile da usare in 3 passaggi



**01** PREMERE IL TASTO START



**02** DURANTE IL SEGNALE ACUSTICO  
IMMERGERE LA STRISCIA DI TEST NEL  
CAMPIONE DI URINA



**03** INSERIRE LA STRISCIA REATTIVA E  
LEGGERE I RISULTATI DOPO CIRCA  
60 SECONDI.



## Analisi delle urine automatizzata in formato compatto

**PocketChem UA** è un analizzatore portatile per la determinazione semiquantitativa dei parametri clinico-chimici nelle urine.

L'analizzatore delle urine fornisce, grazie a una lettura standardizzata, risultati precisi in soli 60 secondi. Oltre ai comuni parametri urinari (proteine, glucosio, pH...), PocketChem UA calcola automaticamente il rapporto urine-proteina-creatinina (UPC), che fornisce una misurazione dell'escrezione di proteine nelle urine.

Un monitoraggio completo dei pazienti con malattie renali croniche è pertanto garantito ad ogni esame di una striscia di test delle urine!



# Screening affidabile ed economico per i tuoi test delle urine

PocketChem UA è compatibile con le strisce reattive della linea AUTION di Arkray. Tutte le strisce reattive possono essere lette sia con il PocketChem UA che visivamente. I reattivi per il PocketChem UA sono disponibili in confezioni pratiche e si distinguono per la loro durata estremamente lunga.

I reagenti devono essere conservati a temperatura ambiente.

Con le strisce reattive è possibile eseguire un'analisi delle urine a basso costo direttamente nella propria clinica.

- Calcolo completamente automatico del rapporto proteine-creatinina tramite PocketChem UA.
- Lunga durata.
- Misurabile in modo visivo e strumentale.
- Pad per creatinina per risultati accurati nonostante la concentrazione urinaria variabile.



PARAMETRI	GLU	PRO	BIL	URO	pH	BLD	KET	NIT	LEU	CRE	SPG
AUTION Sticks 10PA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
AUTION Sticks 10EA	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•

#### Parametri Strisce reattive

**AUTION Sticks 10PA:** Glucosio, proteine, bilirubina, urobilinogeno, pH, sangue, chetoni, nitriti, leucociti, creatinina e rapporto proteine/creatinina aggiuntiva.

#### Parametri Strisce reattive

**AUTION Sticks 10EA:** Glucosio, proteine, bilirubina, urobilinogeno, pH, sangue, chetoni, nitriti, leucociti, peso specifico